

Handleiding ZORG-ID WID scan

Voor Android en iOS gebruiker

Versie: 1.1

Kennisgeving

Alle informatie hierin is openbare informatie of is eigendom van en uitsluitend eigendom van A.E.T. Europe B.V., die het exclusieve recht heeft en behoudt om octrooiaanvragen of enige andere vorm van bescherming van intellectuele eigendom in verband met dergelijke informatie in te dienen.

Deze informatie kan worden gewijzigd naarmate A.E.T. Europe B.V. zich het recht voorbehoudt om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen aan haar producten, indien de vooruitgang in de techniek, de productiemethoden of de omstandigheden dit rechtvaardigen.

Voor installatie en gebruik van producten van A.E.T. Europe B.V. geldt dat u akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen die zijn vastgelegd in de licentieovereenkomst die bij elk product wordt geleverd. Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het impliceren of verlenen van enige rechten, door licentie, toekenning of anderszins, onder enige intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van of met betrekking tot een van A.E.T. Europe B.V. informatie.

Voor cryptografische producten gelden export- en importbeperkingen. U bent verplicht de juiste overheidslicenties te verkrijgen voordat u dit Product verzendt. De informatie in dit document wordt verstrekt "AS IS" zonder enige garantie van welke aard ook. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is A.E.T. Europe B.V. geeft geen garantie met betrekking tot de waarde of nauwkeurigheid van de informatie in dit document. Het document kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Er worden periodiek wijzigingen toegevoegd aan de informatie hierin. Verder heeft A.E.T. Europe B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de specificaties, gegevens, informatie en dergelijke die hierin worden beschreven.

AET EUROPE B.V. WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE DIE HIERIN OPGENOMEN IS, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZAL A.E.T. EUROPE B.V. IS AANSPRAKELIJK, HETZIJ CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT GEBRUIKSVERLIES, GEGEVENS, WINST, INKOMSTEN OF KLANTEN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN INFORMATIE IN DIT DOCUMENT. © Copyright A.E.T. Europe B.V., 2000-2024. Alle rechten voorbehouden

ZORG-ID WID scan Mobile App voor Android/iOS

Installatie & gebruikershandleiding

VZVZ

Inhoudsopgave

1	Introductie.....	4
1.1	Legenda.....	4
2	Installatie.....	5
2.1	Ondersteunde Android versies	5
2.2	Ondersteunde iOS versies	5
2.3	Ondersteunde talen.....	5
2.4	Installatie handleiding	5
3	ZORG-ID WID scan gebruiken.....	6
3.1	De app starten	6
3.2	Een WID scan uitvoeren.....	6
3.3	Probleemoplossing.....	7

Document Informatie

Document ID : Handleiding ZORG-ID WID scan Mobile App voor Android en iOS gebruiker

Project information ZORG-ID Smart

Document revision history:

Versie	Datum	Auteur	Wijzigingen
1.0	17-01-2024	Frank Hegge	Eerste versie
1.1	03-04-2024	Marc van Gulik	Informatie voor probleemoplossing koppelen toegevoegd.
1.2	11-04-2024	Marc van Gulik	Correctie begin pagina

1 Introductie

Dit document beschrijft de installatie en het gebruik van de ZORG-ID WID scan app op uw iPhone of Android telefoon.

De ZORG-ID WID scan app wordt gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van een patiënt door middel van een Wettelijk Identiteitsdocument (WID).

De app wordt doorgaans gebruikt in combinatie met de ZORG-ID Mobile App. De ZORG-ID Mobile App start de ZORG-ID WID scan app om een identiteitsbewijs van een patiënt te koppelen aan een ZORG-ID sessie. Wanneer de ZORG-ID-sessie geopend is, heeft een verbonden bedrijfsapplicatie toegang tot de identiteitsdocumentgegevens van de patiënt.

De ZORG-ID WID scan app scant de NFC-chip van het identiteitsbewijs en verzendt patiëntidentificatiegegevens op een veilige manier naar een server. Daarna heeft de bedrijfsapplicatie toegang tot de identiteitsgegevens van de patiënt.

1.1 Legenda

⇒ Er is een actie vereist van de gebruiker

! Opmerking met nuttige informatie

2 Installatie

2.1 Ondersteunde Android versies

- De ZORG-ID WID scan Mobile App wordt ondersteund op Android versie 6.0 en hoger.

2.2 Ondersteunde iOS versies

- De ZORG-ID WID scan Mobile App wordt ondersteund op iOS versie 11.0 en hoger.

2.3 Ondersteunde talen

- De ZORG-ID WID scan Mobile App is beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal.

2.4 Installatie handleiding

- De ZORG-ID WID scan Mobile App is te installeren vanuit de App store op iPhone en de Play Store op Android telefoons. Open de winkel op uw telefoon door op de App Store of het Play Store-pictogram te tikken.
- Zoek op 'ZORG-ID WID scan'
- Tik op 'Downloaden' of 'Installeren' om de app te installeren.

3 ZORG-ID WID scan gebruiken

3.1 De app starten

De ZORG-ID WID scan Mobile App wordt gestart vanuit de ZORG-ID Mobile App. Lees de ZORG-ID Gebruikershandleiding voor Android/iOS voor meer informatie over het starten van een WID scan.

3.2 Een WID scan uitvoeren

Bij het starten van een WID scan toont de app een camerabeeld. De weergave toont een rechthoekig gebied waarin het identiteitsdocument moet worden geplaatst.

- Plaats het document dat moet worden gescand in het rechthoekige gebied en houd de telefoon zo stabiel mogelijk (**Figuur**)




Figure 1 Een document zoeken

Nadat het document is herkend, is de app klaar om de data te scannen.

- Houd het identiteitsbewijs aan de achterkant van de telefoon vast, zoals weergegeven op de afbeelding. (**Figuur**)
- De afbeelding laat zien of u het document bovenaan de telefoon of in het midden moet houden. Als de NFC-chip niet kan worden gelezen, is de telefoon mogelijk verkeerd gepositioneerd.



Figure 2 Klaar om te scannen

Klaar om te scannen

Na een succesvolle scan sluit de ZORG-ID WID scan Mobile App zichzelf na 10 seconden.

3.3 Probleemoplossing

Als de ZORG-ID WID scan Mobile App niet vanuit de ZORG-ID Mobile App kan worden gestart maar de ZORG-ID WID scan Mobile App is wel geïnstalleerd dan zou het mogelijk kunnen zijn dat de verwijzing naar de ZORG-ID WID scan Mobile App niet juist is ingesteld, volg de volgende stappen om dit op te lossen:

1. Ga op je telefoon naar de instellingen
2. Ga naar Apps en zoek de ZORG-ID WID scan app
3. Klik op instellen als standaard
4. Klik op ondersteunde webadressen
5. Zet het vinkje aan bij wid.mvp-vzvz-zorgid.nl